



Ultragarsinis, vibruojantis veido odos šveitiklis

Generuota 2025-04-26

Pavadinimas

IŠSAMIAU

Aprašymas

Ultragarsinis, vibruojantis veido odos šveitiklis Pagrindinės funkcijos: * Gilus veido valymas: padeda giliai išvalyti odą per aukšto dažnio vibraciją, taip pašalinant inkštirus, spuogus, negyvą odą, makiažo likučius ir riebalus porose. Aukšto dažnio vibracija skaido melaniną ir tamsias dėmes, todėl jūsų oda tampa lygi, stangri ir elastinga.

* Geresnis odos priežiūros esencijos įsisavinimas: neigiami jonai įtakoja ląstelių veiklą, veido odos šveitiklis gali padidinti odos gebėjimą įsisavinti maistines medžiagas ir kremą.

Medžiaga: ABS+304 nerūdijantis plienas

Baterija: 3.7V/550mah Vibracijos dažnis: 2500 Hz/S

Išėjimo galia: 2w

Produkto dydis: 195*76*38mm

Svoris: 86g

Įkrovimo laikas: apie 3 val

Naudojimo laikas po pilno pakeitimo: apie 3 val 3 modeliai: valymo / jonų įvedimo / EMS kėlimo režimas

Pakuotės sąrašas:

*1 vnt Ultragarsinis odos šveitiklis,

*1 vnt USB laidas,

*1 vnt vartotojo vadovas.

Pavadinimas**Aprašymas****FUNKCIJOS**

1 žingsnis – valymas. Ultragarso valymo režimas - PEELING (skirtas naudoti su veido prausikliu / veido valymo pieneliu). Sudrėkinkite veidą šiltu vandeniu ir patepkite veido prausikliu / veido valymo pieneliu, kuris putoja. Prietaise paspauskite mygtuką ant jungiklio, tada pasirinkite režimą PEELING. Mentelę nukreipę į vidų ir prietaiso galvutę žemyn, priglaskite prie odos ir 3 minutes trinkite galvutę į poras.

2 žingsnis – gilus valymas. Teigiamų jonų išvesties režimas – ION+ (naudoti su toniku/losjonu). Užtepkite veidą atitinkamu losjonu toniku. Trumpai paspauskite mygtuką, kad pasirinktumėte ION+ režimą. Galvutę nukreipę į vidų, pritraukite ją prie odos, tada nuleiskite galvutę link porų, kad giliai išvalytumėte, tai daryti 3 minutes. Tada nuplaukite veidą šiltu vandeniu.

3 žingsnis – maistinių medžiagų infuzija. Neigiamų jonų išvesties režimas – ION- (naudoti su esencija/losjonu/kauke). Užtepkite veidą tinkamu serumu/losjonu. Pasirinkite ION režimą. Ištraukę kastuvą, o kanopos nukreiptos į viršų, pritraukite ją prie odos, tada pakreipkite kastuvo galvutę link porų ir masažuokite 3 minutes.

4 žingsnis – Raminantis masažas. EMS Pulse Mode-EMS PULSE (su stangrinančiu kremu). Pasirinkite EMS PULSE režimą, ištraukę mentelę, priartinkite ją prie odos, tada nukreipkite prietaiso galvutę link porų ir masažuokite, kad nuramintumėte odą 3 minutes.

Galia

2W

Spalva

Balta

IŠMATAVIMAI

195 * 76 * 16 * 38mm.

Baterija

550 mAh