



Digital massager for pain relief

Generuota 2024-05-20

Name

Description

Model

Skaitmeninis masažinis aparatas malšinantis skausmą

Naudojimas

1. Nuvalykite masažuojamą vietą drėgnu rankšluosčiu, kad pašalintumėte aliejaus ar prakaito likučius. 2. Elektrodo laidą sujunkite su elektrodų pagalvėlėmis, nuplėškite elektrodo apsauginę plėvelę. 3. Tada užsiklijuokite elektrodus ant norimos vietos. (Pastaba: du elektrodai turi būti dedami ant kūno paviršiaus vienu metu. Priešingu atveju gydymas negali būti atliekamas. Simetriškas elektrodų išdėstymas nebūtinas.) 4. Spustelėkite mygtuką „ON/OFF“. 5. Norėdami pakeisti režimą, paspauskite mygtuką „MODE“. (Režimai: masažas, manipuliavimas, lieknėjimas, akupunktūra, grandymas, taurelės, imuninės sistemos reguliavimas ir rinitas.) 6. Norėdami sureguliuoti stiprumą, paspauskite mygtuką „STRONG“ arba „WEAK“. (Pastaba: rekomenduojama pradėti nuo pirmojo intensyvumo lygio) 7. Norėdami sureguliuoti dažnį, paspauskite mygtuką „MIDBAND“. 8. Paspauskite mygtuką „BITONG“, kad pakeistumėte kūno ir nosies režimą.

PAPILDOMA

1. Pirmiausia aparatą reikia pilnai įkrauti. Masažuoklio negalima naudoti kraunant. 2. Masažo laikas yra 15 minučių, jei reikia pakartotinai, paspauskite maitinimo mygtuką ir pakartokite aukščiau aprašytas procedūras. 3. Jei masažo metu pakeisite režimą, intensyvumas bus automatiškai nustatytas ties 0 lygiu. Jums tiesiog reikia jį perjungti į atitinkamą lygį. 4. Jei masažo metu pakeičiate sritį, t.y. keičiate elektrodų padėtį, pirmiausia turite paspausti maitinimo mygtuką, kad išjungtumėte masažuoklį, ir pakartokite aukščiau aprašytas procedūras. 5. Jei masažas atliktas, prieš išimdami elektrodus paspauskite maitinimo mygtuką, kad išjungtumėte masažuoklį. 6. Išimdami elektrodus iš masažuoklio, traukite už kištuko, o ne už laido. 7. Nėščioms moterims nerekomenduojama. Laikymo ir priežiūros būdai: Aparato valymas: Nuvalykite minkšta šluoste. Nenaudokite skiediklių ar lakiųjų skysčių. Elektrodų valymas: nuvalykite dėmes ant elektrodų drėgna šluoste arba nuplaukite švari vandeniu ir prieš vėl naudodami išdžiovinkite. (Pastaba: elektrodų pleistrai yra eksploatacinės medžiagos, kurių tarnavimo laikas yra 20–25 kartus.) Laikymas: Masažuoklį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Laikykite jį toliau nuo drėgnos vietos, aukštos temperatūros, tiesioginių stiprių saulės spindulių ar vandens.

Battery

Visiškai įkrovus aparatu galima nepertraukiamai naudoti maždaug 3 valandas.



SMART ELECTRONICS
SALE / REPAIR

CONTACT US | +370 639 77277

QUICK PRODUCTS DELIVERY

1-2 w.d.

Name

Description

DIMENSIONS

134x64x20mm

ACCESSORIES

1 x Reguliavimo pultas 2 x elektrodų laidai 8x elektrodų pagalvėlės (4 poros) 1 x USB 1 x Nosies lazerio linija 1x instrukcija.

UAB "REGO TECH"

Company code: 302449356

PVM code: LT100005005917

C/A: LT927300010118749098

WWW.MARSIIETIS.LT

Email: info@marsietis.lt

Mobile: +370 (639) 77 277

Vilniaus st. 230 Siauliai, LT-76303, Lithuania