



LED fotoninės šviesos veido kaukė, 7 spalvų

Generuota 2024-05-22

Pavadinimas

Aprašymas

MODELIS

LED fotoninės šviesos veido kaukė.

Pavadinimas

IŠSAMIAU

Aprašymas

LED fotoninės šviesos veido kaukė, 7 spalvų. Visų pirma pradėkime nuo to kas yra fototerapija:

KAS YRA FOTOTERAPIJA – šviesos diodu fototerapijos taikymo technologija yra audinių apdorojimas pasirinkto bangos ilgio šviesa (pasirinkti 7 skirtingi variantai, tikslu aprašymą galite rasti aukcione). Jie prasiskverbia į odos vidų be tiesioginio įsikišimo. Gydymas yra visiškai neskausmingas, stimuliuojami įvairūs biologiniai ir cheminiai pokyčiai. Šviesos naudojimas labai pagerina odos būklę ir pagreitina jos atsinaujinimą.

NEPRIKLIAUSOMAS IR VEIKSMINGAS GYDYMAS – kaukės naudojimas jokių būdu nėra skausmingas mūsų odai, o jos naudojimas turi daug privalumų, t.y. pašalinti spuogus ir įvairius odos spalvos pokyčius ar randus, sumažinti raukšles, maitinti ir pagerinti odos elastingumą. Senėjimo procesas, taip pat padeda atsikratyti raukšlių po akimis. Fotonu terapija naudojant led kaukę yra saugi visiems odos tipams.

LANKSTUS LANKELIS – prisitaiko prie galvos formos. Turi fiksuojantį dirželį. Fototerapija rekomenduojama tiek moterims, tiek vyrams, nepriklausomai nuo amžiaus.

KAIP TAI VEIKIA? Šviesos pluoštas prasiskverbia pro odą ir pasiekia ląsteles vidų, stimuliuodamas joje vykstančius procesus. Jos veiksmingumą galima palyginti su lazerio veikimu, tačiau LED kaukės naudojimas neskausmingas. Tai nedaro įtakos ląstelių struktūrai, natūraliai ją suaktyvina.

PRIMINIMAS! Prieš naudodamiesi kauke, kruopščiai nusiplaukite makiažą. Kauke apšviečia tik švarią odą. Norint gauti ilgalaikį poveikį, rekomenduojama naudoti 10-20 procedūrų kas 2-3 dienas. Jie saugo akis, pro jas nepatenka šviesa, todėl kaukė yra visiškai saugi ir niekaip nepaveikia akių. Į komplektą įeina elastinga juosta, kuri leis jums prisitaikyti prie bet kokio galvos skersmens!

FUNKCIJOS

Pagaminta iš ekologiškos ABS medžiagos, netoksiška, bekvapė, sveika ir patvari. LED fototerapijos kaukė turi 330 lempų pozicijų. 7 raudonos, mėlynos, žalios, geltonos, violetinės, baltos ir žydros spalvos lemputės, kurias galima pasirinkti pagal jūsų poreikius. Kiekviena lemputė turi 10 pavarų šviesos intensyvumui reguliuoti. Kiekviena lemputė turi laikmačio funkciją, efektyvus valdymas 5/10/15/20/25/30 minučių. Skatina odos medžiagų apykaitą, gerina inkštirus, sutraukia poras. Kaukė atitinka veido kontūrą, kad būtų patogiu ir tinkama dėvėti. Tinka visiems odos tipams.

Spalva

Aparato: balta. Apšvietimo režimu skaičius: 4. Ryškumo lygiu skaičius: 5. Spalvų skaičius / 60 / in: 7 + daugiaspalvis

Pavadinimas

Aprašymas

PAPILDOMA

Nustatykite laikmatį – 5/10/15/20/25/30/35/40/45/50 / 55min, pasirinkti tinkamą spalvą – 7 + daugiaspalviai. Kiekvieną nustatymą matysite skaidriame ekrane! WS GYDYMO PRAKTIKA: akne, spalvos pasikeitimas, raukšlės, išsiplėtusios kraujagyslės, pavargusi oda, sudirginimas, mažos žaizdos, po valymo, adatų ir mikro adatų mezoterapijos.

Įtampa

220–240 V

Galia

galia: 10W / maksimali 1 diodo galia: 40mW.

PRIEDAI

Pastaba: Nežiūrėkite tiesiai į LED šviesos šaltinį ilgą laiką. Neskaitykite knygų, nežiūrėkite televizoriaus, nenaršykite internete, kai naudojate fotonų kaukę. Jei kartu su LED kauke naudojate vienkartinę kaukę ar kosmetiką, rinkitės aukštos kokybės natūralių ingredientų produktus. Kaukės medžiaga yra medicininis silicis, kuris atidarius pakuotę šiek tiek kvėpės, tačiau kvapas labai greitai išnyks. Silicio kaukės viduje yra LED šviesos šaltiniai ir PCB plokštė. Naudokite LED kaukę ant lovos, o baigę gydymą uždėkite kaukę atgal ant dėžutės, nepalikite jos ant lovos. Nenaudokite vandens LED kaukės valymui, nemirkite į vandenį. Nuvalykite LED kaukę drėgnu skudurėliu. Nenaudokite jokio cheminio. Nelaikykite tiesioginėje saulės šviesoje.