



INBEAUTY Elektrostimuliacijos aparatas, skausmui šalinti + masažas, meditacija

Generuota 2026-06-18

Pavadinimas

Aprašymas

MODELIS

Inbeauty

IŠSAMIAU

"Inbeauty" Elektrostimuliacijos aparatas, skausmui šalinti + masažas, meditacija. TENS – transkutane (per odą) nervų elektrostimuliacija – tai neinvazinis skausmo malšinimo būdas, kuris neturi šalutinio nepageidautino poveikio, neišsivysto priklausomybė būdinga skausmo malšinimui medikamentais. Periferinė nervų sistemą į smegenis perduoda skausmo signalą, kuris yra elektrocheminio pobūdžio. Skausmo signalo blokavimas numalšina skausmą. TENS elektrostimuliatorius sukuria elektros srovę, kuri laideliais perduodama į elektrodus, užklijuotus ant odos tam tikrose probleminėse kūno vietose. Žemos įtampos srove trumpais elektros impulsais dirginamos nervinės skaidulos ir taip blokuojamas skausmo signalo perdavimas į smegenis. Elektros stimuliacijos dažnis ir intensyvumas yra reguliuojamas. Be to, TENS skatina endorfinų gamybą. Naudojimo tikslai: Esant nugaros skausmui, Reumatoidinio artrito sukeltiems skausmams, Osteoartrito, ankilozinio spondiloartrito sukeltiems skausmams, Kaklo skausmams, sužalojimams, kaklo spondiliozei, Stuburo disko išvaržai sukeltam ūmiam skausmui, Spondilitui, Karpalinio tunelio sindromui, Migrenai, galvos skausmams ir fantominiams skausmams malšinti, Patyrus ūmines sportines ir buitines traumas, Esant periferinių nervų pažeidimams, Malšinti pooperacinius skausmus. Privalumai: Svarbu yra tai, kad naudojant TENS, nepastebėta šalutinio nepageidautino poveikio audiniams ar organams. Tyrimais įrodyta, kad šis skausmo malšinimo metodas: labai nesudėtingas ir efektyvus, procedūras galima atlikti pačiam, prieš tai pasitarus su gydytoju specialistu, naudojantis šiais aparatais nereikia specialiai įrengtų patalpų, elektros tinklo - procedūras galima atlikti bet kur: namie, išvykoje, darbe ir pan. Ypatingai praktiškas: prietaisas išsijungia automatiškai, išsaugo paskutinės naudotos programos informaciją ir pateikia ją pirmą sekantį kartą įjungus prietaisą.

Pavadinimas

Aprašymas

Naudojimas

Įsijungus aparatą matysite galimybę pasirinkti įvairius režimus. "Mode" pagrindinis mygtukas. Užsilipinkite lipdukus instrukcijoje nurodytoje vietoje ir pradėkite pasirinkus atitinkamą režimą. Kiekviena programa taikoma gydyti atitinkamą organizmo sritį. 1. Raumenų įtampa, nutirpimas Skirtingos vibracijos kombinacijos skatina kraujo cirkuliaciją. Ši programa yra efektyvi per ilgą periodą 2. Aštrus skausmas - Aukšto dažnio vibracija pašalina aštrų skausmą nedelsiant 3. Sustingę pečiai - Skirtingos vibracijos skatina kraujo cirkuliaciją ir sumažina nuovargį 4. Aštrus alkūnės ar kelio skausmas - Aukšto dažnio vibracijos greitai pašalina skausmą 5. Rankos nuovargis - Skirtingos vibracijos skatina kraujo ir kūno skysčių cirkuliaciją 6. Patinimas ir pėdų nuovargis - Aukšto dažnio vibracija skatina kraujo ir kūno skysčių cirkuliaciją pėdose 7. Patinimas ir blauzdų nuovargis - Skirtingos vibracijos skatina kraujo ir kūno skysčių cirkuliaciją galūnėse 8. Nugaros skausmas ar juosmens sustingimas - Žemo dažnio vibracijos skatina kraujo cirkuliaciją ir pašalina skausmą (neuralgija) 9. Įvairūs simptomai Jūsų mėgstamiausias masažo metodas tapšnojimas, minkymas, spaudimas, trynimasis pašalina sustingimą, skausmą ir nuovargį.

Baterija

3 x AAA (neįskaičiuotos)

IŠMATAVIMAI

153*70*18mm

PRIEDAI

1 x naudojimosi instrukcija, 1 x pakrovėjas, 1 x Skaitmeninis terapijos aparatas, 8 x Elektrodo bloknotai (4 poros) 1 x dėžutė